

Proovivõtjuhend veiste nakkava keratokonjunktiviidi diagnoosimiseks

Proovi võtmine bakterioloogiliseks uuringuks

Moraxella spp isoleerimise edukus sõltub proovi võtmise tehnikast ja õigeaegsest laborisse toimetamisest.

- Proov võetakse sarvkesta pinnalt või silmanurgast steriilse vatitamponiga.
- Vältida tamponi määrdumist mädaga.
- Tampon pannakse katseklaasi, mis sisaldab destilleeritud steriilset vett. Vajadusel lõigata tamponi vars lühemaks.

Kommertsiaalsed transportsöötmed (Amies sööde söega, Stuarti sööde jne) ei sobi proovide võtmiseks ja transportimiseks.

Proovide laborisse saatmine

- Proovid tuleb toimetada Tartusse Veterinaar- ja Toidulaboratooriumisse **2 tunni jooksul**.

Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis viiakse läbi proovi mikrobioloogiline uuring, mis koos ravim tundlikkuse määramisega võtab aega kuni 7 päeva.

Lisainfo

Bakterioloogia-patoloogia osakond, telefon 7 386 120

Koostatud aprill 2015